

OTORIG®

UŠNÍ KAPKY

ERBAGIL

**Pro prevenci a péči
podrážděného, svědivého a
šupinatého
zevního zvukovodu**

S



OZOILE®

UNIKÁTNÍ PATENT
Stabilní Ozonidy

Otorig® kapky s OZOILE® vytváří ochrannou bariéru zabraňující působení volných radikálů a poškození zdravých buněk. Účinně působí proti podráždění, svědění, pálení, otoku a podporují reepitelizaci.

HLAVNÍ SLOŽKY:

Ozoile® (stabilní Ozonidy s vitamínem E acetátem), Menthol, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil (Tea Tree Oil).

OZOILE®

Působí proti podráždění, zarudnutí, svědění, pálení, otoku a proti rozvoji degenerativních procesů. Vytváří prostředí vhodné pro eliminaci mikrobů a jejich mutací. Dodává kyslík do tkání a podporuje rychlou reepitelizaci.

VITAMÍN E ACETÁT

Zklidňující efekt, zabraňuje peroxidaci (poškození) lipidové membrány buněk a působení volných radikálů

OLEJ Z LISTŮ ČAJOVNÍKU (TEA TREE OIL)

Zvyšuje protizánětlivý účinek OZOILE®.

MENTOL

Analgetický a ulevující efekt.

INDIKACE

Pro čištění a péči v případě podráždění, svědění, pálení, otoku, šupinatění a proti rozvoji degenerativních procesů zevního zvukovodu. Chrání ucho proti nepříznivým zevním vlivům (prach, znečištění, vlhkost). Čistí a uvolní zvukovod od přebytečného ušního mazu, působí jako prevence proti vzniku zátky z ušního mazu.

JAK POUŽÍVAT

Po odejmutí víčka, nasměrujte kapátka do zvukovodu. Současně nakloňte hlavu na stranu.

Dospělí: 3-4 kapky dvakrát denně.
Děti: 1-2 kapky dvakrát denně.

Doba trvání léčby závisí na rychlosti zlepšení či vymizení příznaků.

UPOZORNĚNÍ

Přípravek nepolykejte a uchovávejte mimo dosah dětí. Přípravek nepoužívejte po uplynutí data expirace. Nepoužívejte je-li obal poškozený. Pro snazší tok kapek, můžete lahvičku zahřát třením rukou nebo použitím jiného zdroje tepla, nepřekračujte teplotu 35°C. Případy přecitlivělosti nebo vedlejších účinků nejsou známy, pokud se však objeví, přípravek dále nepoužívejte a poradte se s lékařem. Před použitím si důkladně umyjte ruce. Po použití tubu řádně uzavřete. Přípravek uchovávejte na suchém místě mimo zdroje tepla a slunečního záření. Datum expirace se vztahuje na nedotčený a dokonale uchovaný přípravek. Po otevření spotřebujte do 6 měsíců.

BALENÍ

lahvička 10 ml



**BEZ LEPKU
BEZ BARVIV
BEZ ALERGENŮ
BEZ KONZERVANTŮ**

Zdravotnický prostředek.

Výhradní distributor pro ČR a SR:
EMPOLAS s.r.o., Česká republika
info@empolas.com
www.ozonidy.cz



Erbagil s.r.l. - Via L. Settembrini, 13
Telese Terme (Br) - Italy
www.erbagil.com

REV.03 05/2021

OTORIG®

UŠNÉ KVAPKY

ERBAGIL

**Na prevenciu a starostlivosť
podráždeného, svrbiaceho
a šupinatého
vonkajšieho zvukovodu**

S



OZOILE®

UNIKÁTNY PATENT
Stabilné Ozonidy

Otorig® kvapky s OZOILE® vytvára ochrannú bariéru zabraňujúcu pôsobeniu voľných radikálov a poškodeniu zdravých buniek. Účinne pôsobí proti podráždeniu, svrbeniu, páleniu opuchu a podporuje reepitelizáciu.

HLAVNÉ ZLOŽKY:

Ozoile® (stabilné Ozonidy s vitamínom E acetátom), Mentol, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil (Tea Tree Oil)

OZOILE®

Pôsobí proti podráždeniu, za ervenaniu, svrbeniu, páleniu, opuchu a proti rozvoju degeneratívnych procesov. Vytvára prostredie vhodné pre elimináciu mikróbov a ich mutácií. Dodáva kyslík do tkanív a podporuje rýchlu reepitelizáciu.

VITAMÍN E ACETÁT

Upokojujúci efekt, zabraňuje peroxidácii (poškodeniu) lipidovej membrány buniek a pôsobeniu voľných radikálov.

OLEJ Z LISTOV ČAJOVNÍKA (TEA TREE OIL)

Zvyšuje protizápalový účinok OZOILE®.

MENTOL

Analgetický a uľavujúci efekt.

INDIKÁCIE

Na čistenie a starostlivosť v prípade podráždenia, svrbenia, pálenia, opuchu, šupinatena a proti rozvoju degeneratívnych procesov vonkajšieho zvukovodu.

Chráni ucho proti nepriaznivým vonkajším vplyvom (prach, znečistenie, vlhkosť). Čistí a uvoľní zvukovod od prebytočného ušného mazu, pôsobí ako prevencia proti

vzniku zátky z ušného mazu.

AKO POUŽÍVAŤ

Po odobratí viečka, nasmerujte kvapkadlo do zvukovodu. Súčasne nakloňte hlavu na stranu.

Dospelí: 3-4 kvapky dvakrát denne.
Deti: 1-2 kvapky dvakrát denne.
Dĺžka liečby závisí na rýchlosti zlepšenia či vymiznutia príznakov.

UPOZORNENIE

Prípravok neprehŕtajte a uchovávajte mimo dosahu detí. Nepoužívajte po uplynutí dátumu expirácie. Nepoužívajte, ak je obal poškodený. Pre ľahšie tok kvapiek, môžete fľaštičku zahriať trením rúk alebo použitím iného zdroja tepla, neprekračujte teplotu 35°C. Prípady precitlivenosti alebo vedľajších účinkov nie sú známe, ak sa však objavia, prípravok ďalej nepoužívajte a poraďte sa s lekárom. Pred použitím si dôkladne umyte ruky. Po použití tubu riadne uzavrite. Prípravok uchovávajte na suchom mieste mimo zdroja tepla a slnečného žiarenia. Dátum expirácie sa vzťahuje na nedotknutý a dokonale uchovaný prípravok. Po otvorení spotrebujte do 6 mesiacov.

BALENIE

fľaštička 10 ml



**BEZ LEPKU
BEZ FARBÍV
BEZ ALERGÉNOV
BEZ KONZERVANTOV**

Zdravotnícka pomôcka

Výhradný distribútor pre ČR/SR:
EMPOLAS s.r.o.
Česká republika
info@empolas.com
www.ozonidy.sk



Erbagil s.r.l. - Via L. Settembrini, 13
Telese Terme (Br) - Italy
www.erbagil.com

REV.03 05/2021